

# BONSAI Sauerstoffparventil

## Effiziente Einsparmöglichkeiten bei kleinem Maß



Druck- und Restmengenanzeige

Drehschalter

3/4" Anschluss



## Bonsai

Sauerstoffparventil

- Einfache Dosierung durch nur einen Drehschalter
- Dosierungsstufen + CF Dauerfloweinstellung (2 l/m) möglich
- Leicht und kompakt
- Restmengenanzeige
- Integrierter Druckminderer
- Wartungsfrei
- Ohne Batterien oder Akku
- Sauerstoffersparnis im Verhältnis bis zu 6:1

## Zubehör Bonsai

Individuelle Anpassungen

1 Trolley für Sauerstoffflasche

210 000 001

2 Tasche für Sauerstoffflasche passend auf Trolley

210 000 002

3 Ersatz O-Ringe Bonsai Sauerstoffparventil

210 000 004



### Sauerstoffparventil Bonsai

#### Bestellnummer

schwarz-silber

OM-824

HMV-Nr.

12.24.05.8005

#### Technische Daten

Produkt	Länge	Durchmesser	Anschlussstyp	Temperatur		Max. Atemfrequenz	Vibrationen	Gewicht
				Betrieb	Lagerung			
Bonsai	13,5	5,6	G 3/4, DIN ISO 477, Nr. 9	-10°C bis 40°C	-40°C bis 70°C	40 Atemzüge pro Min.	Gemäß IEC 68-2-6, IEC 68-2-34	283 g

WWW.DRIVEMEDICAL.DE