

EVOLUTION Sauerstoffsparventil

Einstellung der Sauerstoffversorgung per Knopfdruck



Modell OM-924



Modell OM-924M

Druck- und Rest-
mengenanzeige

Drehschalter

3/4" Anschluss

Akkus und
Ladegerät



Druck- und Rest-
mengenanzeige

Drehschalter

3/4" Anschluss

Akkus und
Ladegerät



Evolution OM-924 / OM-924M

Sauerstoffsparventil

- Betrieb mit 2 AA-NiMH-Akkus (im Lieferumfang mit Ladegerät)
- Einfache Dosierung per Knopfdruck
- 7 Dosierungsstufen und Dauerfloweinstellung (2 l/m) möglich
- Sensor erkennt leichte bzw. Starke Inhalation
- Leicht und kompakt
- Restmengenanzeige
- Integrierter Druckminderer
- Sauerstoffsparnis im Verhältnis 5:1

Zubehör Evolution

Individuelle Anpassungen

1 Trolley für Sauerstoffflasche

210 000 001

2 Tasche für Sauerstoffflasche passend auf Trolley

210 000 002

3 Ersatz O-Ringe Evolution Sauerstoffsparventil

210 000 003



Sauerstoffsparventil Evolution

Bestellnummer	Evolution	Evolution Motion
schwarz-silber	OM-924	OM-924M
HMV-Nr.	In Beantragung	In Beantragung

Technische Daten			Temperatur		Max. Atemfrequenz	Vibrationen	Gewicht
Produkt	Länge	Anschlusstyp	Betrieb	Lagerung			
Evolution	14 cm	G 3/4, DIN ISO 477, Nr. 9	-10°C bis 40°C	-40°C bis 70°C	40 Atemzüge pro Min.	Innerhalb von IEC 60068-2-64	600 g

WWW.DRIVEMEDICAL.DE

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • D-88316 Isny/Allgäu • Germany • info@drivemedical.de • www.drivemobil.de • Tel.: +49 7562 9724-0 • Fax: +49 7562 9724-25

Stand März 2015 – Irrtum und Änderungen vorbehalten