

Schneller unterwegs,
optimal unterstützt,
entspannter am Ziel



Übersichtliches Bedienteil



Lieferumfang



PowerStroll

Rollstuhlschiebehilfe

- Pannensichere Antriebsräder
- Mit wenigen Handgriffen montierbar
- Passend für nahezu alle Standard-Rollstühle
- Der PowerStroll wird an einer sicheren Position unterhalb des Rollstuhls angebracht
- Aufladezeit beträgt acht Stunden ohne ein Risiko der Überladung
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Steuerung
- Standard Variante: Sitzbreite 40 - 50 cm



Produkt	PowerStroll Standard
Artikelnummer	PWCPP011
HMV-Nr.	18.99.04.1024

Technische Daten	
Gesamtbreite	25 cm
Gesamtlänge	41 cm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	16 km
Batteriekapazität x 2	12 Ah
Motorleistung	150 W
Steigfähigkeit	8 %
Gesamtgewicht	23 kg
Gewicht ohne Akku	10.2 kg
Gewicht Akku	9.7 g
Max. Belastung	135 kg

PowerStroll HD

Rollstuhlschiebehilfe

- Pannensichere Antriebsräder
- Mit wenigen Handgriffen montierbar
- Passend für nahezu alle Standard-Rollstühle
- Der PowerStroll wird an einer sicheren Position unterhalb des Rollstuhls angebracht
- Aufladezeit beträgt acht Stunden ohne ein Risiko der Überladung
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Steuerung
- XL-Variante: Sitzbreite ab 51 cm

Produkt	PowerStroll HD
Artikelnummer	PWCPP011HD

Technische Daten	
Gesamtbreite	25 cm
Gesamtlänge	41 cm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	16 km
Batteriekapazität x 2	12 Ah
Motorleistung	200 W
Steigfähigkeit	8 %
Gesamtgewicht	23,5 kg
Gewicht ohne Akku	10.2 kg
Gewicht Akku	9.7 g
Max. Belastung	180 kg