

## **MOBILITÄT**IMMER UND ÜBERALL





Geräumige Tasche

Einhängbarer Korb, auflegbares Tablett

Doppelfunktionsbremse









## Rollator Tri Walker

Wendig und sicher unterwegs

- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Geringer Wenderadius
- Einfacher Faltmechanismus
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Leicht zu transportieren
- Einhängekorb und Tablett einfach montierbar
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Passive Beleuchtung hinten und vorne
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und geräumiger Tasche



Produkt	Tri Walker
Artikelnummer	TW011R
HMV-Nr.	10.50.04.0020
Technische Daten	
Gesamtbreite	61 cm
Gesamtlänge	60 cm
Gesamthöhe	94,5 cm
Griffhöhe	84,5 - 94,5 cm
Breite zwischen Handgriffen	37 cm
Breite zwischen Hinterrädern	44 cm
Faltmaß	65 x 25 x 82,5 cm
Gewicht	6,9 kg
Max. Belastung	130 kg