


**3-schichtiger
Aufbau Schaumstoff**



GRAVIMED Multiflexx

HMV-Nr. 11.29.05.0XXX

Die Drei-Schicht-Spezialmatratze GRAVIMED Multiflexx bietet durch ihren intelligenten Aufbau eine Kombination aus Druckentlastung und sanfter Körperstützung. Die speziell aufeinander abgestimmten Schaumstoffschichten bieten ein sehr gutes Einsinkverhalten und bestmögliche Druckverteilung.

- / Liegefläche aus speziellem, sehr weichem Softschaum
- / Mittelschicht aus passiv agierendem, viscoelastischem Spezialschaum
- / Basis aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- / Auch für kachektische Patienten geeignet
- / Empfohlen zur Therapieunterstützung für Dekubitus-Kategorien 1 bis 4 (alle sonstigen pflegfachlichen Maßnahmen sind zu berücksichtigen) und zur Prophylaxe für Patienten mit bis zu einem sehr hohem Risikograd. Bei Dekubitusgrad 4 im Sakralbereich kann die Versorgung mit MED AIRE FlexWave sinnvoll sein
- / Für eine gezielte Produktauswahl steht Ihnen unsere Auswahlhilfe zur Verfügung.

Technische Daten

Abmessung Matratze	Art.-Nr.: 820 100 300	190 x 90 x 16 cm
	Art.-Nr.: 820 100 310	200 x 90 x 16 cm
	Art.-Nr.: 820 100 320	200 x 100 x 16 cm
Raumgewicht	50/50/40	
Max. Belastung	20 bis 135 kg	

* weitere Größen auf Anfrage