


## MED AIRE FlexWave - Wechseldrucksystem

Ein absolutes Premium Produkt kombiniert flexible Benutzereinstellungen mit höchstem Komfort



FLEXIBLE EINSTELLMÖGLICHKEITEN

START/STOPP AUTOMATIK



9 LUFTSTROMZELLEN

ZELLEN EINZELN ENTNEHMBAR

CELL-ON-CELL

### Highlights

- Neun Luftstromzellen für eine aktive Belüftung des Systems
- Komfortbezug: abgesteppt, Wasserabweisend und Atmungsaktiv
- Einstellbarer Wechselzyklus 10 / 15 / 20 / 25 Min.
- geeignet für eine Nutzergewicht von 20 kg bis max. 200 kg
- Automatische Tastensperre nach 30 Sek.
- CPR Funktion
- Flexible Einstellmöglichkeiten wie z.B. Pflege- und Sitzfunktion, Statikfunktion

### Technische Daten

- Aggregat**
- **Abmessung: 36,9 x 13,5 x 25 cm**
  - **Spannung: 230 V / 50 Hz**
  - **Gewicht: 3,9 kg**
- Matratze**
- **Abmessung: 200 x 85 x 20 cm**
  - **Nutzergewicht: 20 - max. 200 kg**
  - **20 Zellen, 9 Luftstromzellen**

Stand: 09.11.2016 | Irrtum und Änderungen vorbehalten