

Qualität und **Sicherheit**,
die sich **im Alltag**
bewähren

TOILETTE




Griffmulde am
Deckel



Dreifach
höhenverstellbar



Rutschsicherer
Griff



Toilettensitzerhöhung TSE 150

Mit und ohne Armlehne

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifache Höhenverstellung
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung



Produkt	mit Armlehne	ohne Armlehne
Artikelnummer	5201000	5200500
HMV-Nr.	33.40.01.3023	33.40.01.1013

Technische Daten		
Gesamtbreite	56 cm	46 cm
Gesamtlänge	48,5 cm	48,5 cm
Gesamthöhe	41 cm	22,5 cm
Höhe-Verstellung	6,5 / 10 / 13,5 cm	6,5 / 10 / 13,5 cm
Breite zwischen Armlehne	48 cm	–
Öffnung (LxBxH)	25 x 23 x 16,5 cm	25 x 23 x 16,5 cm
Gesamtgewicht	5,7 kg	3,7 kg
Max. Belastung	150 kg	150 kg