




Praktische integrierte Seifenschale

Kein Verkratzen durch Gummifuß





Praktische integrierte Seifenschale

Kein Verkratzen durch Gummifuß

Länge 68 cm

Länge 73 cm



Badebrett Benny

Komfort, Sicherheit und Stabilität im Bad

- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummistopper bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung
- Einfach zu reinigen



Produkt	Länge 68 cm	Länge 73 cm
Artikelnummer	550100100	550100200
HMV-Nr.	04.40.02.0017	04.40.02.0016

Technische Daten		
Gesamtbreite	35 cm	35 cm
Gesamtlänge	68 cm	73 cm
Verstellung	40 - 63 cm	43 - 68 cm
Gesamtgewicht	2,1 kg	2,6 kg
Max. Belastung	150 kg	150 kg

Badebrett Benny XL

Komfort und Sicherheit bei maximaler Belastung

- Badewannenbrett mit maximaler Belastung
- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummistopper bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung
- Einfach zu reinigen

Produkt	Länge 68 cm	Länge 73 cm
Artikelnummer	550100300	550100400

Technische Daten	Länge 68 cm	Länge 73 cm
Gesamtbreite	35 cm	35 cm
Gesamtlänge	68 cm	73 cm
Verstellung	40 - 63 cm	43 - 68 cm
Gesamtgewicht	2,1 kg	2,1 kg
Max. Belastung	225 kg	210 kg