


Leicht, sicher
und bequem...
für jede Dusche
die passende
Sitzmöglichkeit



Hygiene-
aussparung

Höhenverstellbare
Beine



Duschstuhl DSR 130

Mit Arm- und Rückenlehne für mehr Sicherheit im Bad

- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Mit Arm- und Rückenlehne
- Vierfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen



Produkt	DSR 130
Artikelnummer	550200300
HMV-Nr.	04.40.03.2030
Technische Daten	
Gesamtbreite	51 cm
Gesamthöhe	101 cm
Gesamttiefe	52 cm
Sitzbreite / Sitztiefe	41 cm / 43 cm
Sitzhöhe	45 - 53 cm
Rückenlehne Höhe	48 cm
Höhe-Verstellung	93 - 101 cm
Gesamtgewicht	5,5 kg
Max. Belastung	130 kg