

Leicht, sicher  
und bequem...  
**für jede Dusche**  
die passende  
Sitzmöglichkeit



Hygiene-  
aussparung



Höhenverstellbare  
Beine



## Duschhocker DS 130

Mit Armlehne für mehr Sicherheit im Bad

- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Vierfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen



Produkt	DS 130
Artikelnummer	550200200
HMV-Nr.	04.40.03.1021
Technische Daten	
Gesamtbreite	51 cm
Gesamthöhe	71 cm
Gesamtiefe	52 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitzhöhe	45 - 53 cm
Sitztiefe	43 cm
Höhe-Verstellung	63 - 71 cm
Gesamtgewicht	4,5 kg
Max. Belastung	130 kg