

Leicht, sicher  
und bequem...  
**für jede Dusche**  
die passende  
Sitzmöglichkeit



Höhenverstellbare  
Beine



## Duschhocker Delta 150

Sehr leicht und platzsparend

- Sicher und stabil
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Sehr leicht
- Strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt
- Siebenfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Aluminiumprofil
- Drainageöffnungen
- Einfach zu reinigen



<b>Produkt</b>	<b>Delta 150</b>
Artikelnummer	550300100
<b>Technische Daten</b>	
Gesamtbreite	44 cm
Gesamtlänge	44 cm
Gesamthöhe	59 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	37 cm x 37 cm
Sitzhöhe	44 - 59 cm
Gesamtgewicht	1,7 kg
Max. Belastung	150 kg