


Leicht, sicher
und bequem...
für jede Dusche
die passende
Sitzmöglichkeit



Höhenverstellbare
Beine



Duschhocker Dino

Klein und handlich - findet Platz in jeder Dusche

- Sicher, stabil und platzsparend
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Sehr leicht
- Strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt
- Achtfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr
- Einfach zu reinigen



Produkt	Dino
Artikelnummer	550500100
Technische Daten	
Gesamtbreite	45 cm
Gesamtlänge	45 cm
Gesamthöhe	52 cm
Sitzhöhe	34 - 52 cm
Sitzfläche Durchmesser	32 cm
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Belastung	130 kg