

Leicht, sicher  
 und bequem...  
**für jede Dusche**  
 die passende  
 Sitzmöglichkeit



Zweite Ausführung  
 ohne Rückenlehne

Beine sind  
 zerlegbar



## Duschstuhl Duro KD

Immer und überall bequem und sicher duschen

- Bequem, sicher, stabil, zerlegbar
- Einfach zu transportieren und zu verstauen
- Große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Rückenlehne in Tiefe verstellbar
- Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr
- Einfach zu reinigen



Produkt	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne
Artikelnummer	550500950	550500900
<b>Technische Daten</b>		
Gesamtbreite	53 cm	53 cm
Gesamthöhe	82 cm	52 cm
Gesamtiefe	50 cm	50 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	50 cm x 30 cm	50 cm x 30 cm
Sitzhöhe	40 - 52 cm	40 - 52 cm
Gesamtgewicht	2,9 kg	2 kg
Max. Belastung	130 kg	130 kg