


Badekomfort für individuelle Ansprüche und Bedürfnisse



Hygiene-
aussparung



Zweifach verstell-
bare Auflagebügel



Badewannendrehsitz BES 120

Gibt Sicherheit im Bad

- Macht das Ein- und Aussteigen bequemer und sicherer
- Um 360° komfortabel in vier Stufen drehbar
- Automatische Arretierung 90°
- Passt in alle Standard-Badewannen
- Fixierung durch Stellschrauben mit Endkappen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen



Produkt	BES 120
Artikelnummer	550600200
HMV-Nr.	04.40.02.3020
Technische Daten	
Gesamtbreite	78 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	40 cm
Rückenlehne Höhe	40 cm
Verstellung	4 x 90° cm
Gesamtgewicht	5 kg
Max. Belastung	120 kg