

Leicht, sicher  
und bequem...  
**für jede Dusche**  
die passende  
Sitzmöglichkeit



Hygiene-  
aussparung



Feinjustierbarer  
Fuß



Klappbar



## Duschklappsitz DKS 130

Passt in jede Dusche - hochklappbar

- An die Wand montierbar und hochklappbar
- Sicher und stabil - auch bei seitlichen Bewegungen
- Feinjustierbare Füße für optimalen Stand
- Große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Vierfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen



<b>Produkt</b>	<b>DKS 130</b>
Artikelnummer	550700100
HMV-Nr.	04.40.03.0029

Technische Daten	
Gesamtbreite	48 cm
Gesamthöhe	61 cm
Gesamttiefe	50 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitzhöhe	46.5 - 54 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitztiefe bis Wand	49 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	130 kg