



Einstellbare Kopf- und Nackenstütze



Einstellbare Rückenlehne



Praktische Einhandbedienung



## Otter L

Kinderbadeliege

- Bade- und Duschieliege Größe L
- Für Kinder mit einer Körpergröße von 110 bis 170 cm

## Otter M

Kinderbadeliege

- Bade- und Duschieliege Größe M
- Für Kinder mit einer Körpergröße von 80 bis 130 cm

## Otter S

Kinderbadeliege

- Bade- und Duschieliege Größe S
- Für Kinder mit einer Körpergröße bis zu 90 cm

- Gestell aus Kunststoff mit abnehmbarem, wasserdurchlässigem Vinylbezug
- Vierfach verstellbare Sitzfläche und Rückenlehne (Neigung von 0 bis 90 Grad)
- Sicherheitsgurte für Körper und Beine
- Kopf-/Nackenschutz höhen- und breitenverstellbar, auch als Seitenschutz geeignet
- In zusammengefaltetem Zustand platzsparend aufzubewahren
- Mit Untergestell oder Rolliege für viele Alltagssituationen erweiterbar



### Kinderbadeliege Otter L

Bestellnummer 555 100 300  
HMV-Nr. 04.40.04.1009

### Kinderbadeliege Otter M

Bestellnummer 555 100 200  
HMV-Nr. 04.40.04.1009

### Kinderbadeliege Otter S

Bestellnummer 555 100 100  
HMV-Nr. 04.40.04.1009

Technische Daten	Sitz				Rückenlehne			Faltmaß (L / B / H)	Gewicht	Max. Belastung
	Breite	Länge	Höhe	Verstellung	Länge	Breite	Einstellwinkel			
Otter L	41 cm	40 cm	14 - 26 cm	0° - 90°	75 cm	41 cm	0° - 90°	122 / 42,5 / 15 cm	5 kg	80 kg
Otter M	41 cm	35 cm	14 - 26 cm	0° - 90°	56 cm	41 cm	0° - 90°	105 / 42,5 / 15 cm	4,5 kg	60 kg
Otter S	41 cm	30 cm	14 - 26 cm	0° - 90°	40 cm	41 cm	0° - 90°	90 / 42,5 / 15 cm	4 kg	30 kg