



Verstärkter
Aluminiumkern



160 kg

Haltegriff Safe

Sicherer Halt

- Modernes Design, höchste Sicherheit
- Genoppte Antirutschbeschichtung
- Ergonomischer, ovaler Greifbereich
- Verstärkter Kern durch ein 20-mm-Aluminiumrohr
- Vier Anschraubpunkte mit Abdeckkappen
- Genoppte Antirutschbeschichtung
- Ovale Form mit einer Breite von 4 cm
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel
- Einfach zu reinigen

Haltegriff Safe

Bestellnummer	weiß
Länge 30 cm	650 100 100
Länge 41 cm	650 100 200
Länge 61 cm	650 100 300
Länge 40 cm abgewinkelt 45° Plus	650 100 500

Technische Daten

Breite	Höhe	Wandabstand	Max. Belastung
6,5 cm	7 cm	4 cm	160 kg

Für alle Längen gelten die gleichen Abmessungen



Fingergriffmulden



120 kg

Edelstahlgriffe

In verschiedenen Längen lieferbar

- Dezentres Design in verschiedenen Längen
- Erleichtert das Halten und Aufstehen in Bad und WC
- Ergonomische Form mit eingelassenen Fingergriffmulden
- Einfache und schnelle Montage
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
- Einfach zu reinigen

Edelstahlgriffe

Bestellnummer	Verkaufskarton	Folienverpackung
Länge 30 cm	630 500 300	630 600 300
Länge 40 cm	630 500 400	630 600 400
Länge 50 cm	630 500 500	630 600 500
Länge 60 cm	630 500 600	630 600 600

Technische Daten

Produkt	Griff	Wandabstand	Max. Belastung
Edelstahl	Ø 3 cm	7 cm	120 kg

Für alle Längen gelten die gleichen Abmessungen



Gerändelte
Grifffläche



100 kg

Stahlgriffe

In verschiedenen Längen lieferbar

- Haltegriffe mit hochwertiger Verarbeitung
- Dezentres Design in verschiedenen Längen
- Erleichtert das Halten und Aufstehen in Bad und WC
- Ergonomische Form mit gerändelter Griff
- Einfache und schnelle Montage
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
- Einfach zu reinigen

Stahlgriffe

Bestellnummer	Verkaufskarton	Folienverpackung
Länge 30 cm	630 100 300	630 200 300
Länge 40 cm	630 100 400	630 200 400
Länge 50 cm	630 100 500	630 200 500
Länge 60 cm	630 100 600	630 200 600

Technische Daten

Produkt	Griff	Wandabstand	Max. Belastung
Stahl	Ø 3 cm	7 cm	100 kg

Für alle Längen gelten die gleichen Abmessungen