




Vakuumpipphebel

Solido kurz




Anwendungsbeispiel
Gelenkadapter



Gelenkadapter

Vakuumpipphebel
Befestigung

Länge einfach
einstellbar



Saughaltegriff Solido

In drei verschiedenen Längen lieferbar

- Der mobile Alleskönner für zu Hause oder unterwegs
- Erleichtert das Halten und Aufstehen in Badewanne oder Dusche
- Vielseitig und schnell einsetzbar auf allen glatten Flächen
- Kein Schrauben oder Bohren
- Vakuumpipphebel erzeugt extrastarkes Ansaugen mit 70 kg Zugkraft
- In drei Längen erhältlich: 32,5 / 58 / 88 cm
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Lieferung erfolgt als komplett einsatzbereite Einheit
- Lieferung in attraktiver Verkaufskartonge

Saughaltegriff Solido T

Ausziehbar, in drei Längen lieferbar

- Der mobile Teleskopgriff Solido passt sich überall an
- Erleichtert das Halten und Aufstehen in Badewanne oder Dusche
- Vielseitig und schnell einsetzbar auf allen glatten Flächen
- Kein Schrauben oder Bohren
- Vakuumpipphebel erzeugt extrastarkes Ansaugen mit 70 kg Zugkraft
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Lieferung in attraktiver Verkaufskartonge

Saughaltegriff Solido

Bestellnummer	32,5 cm	58 cm	88 cm
weiß	660 100 100	660 100 200	660 100 300

Saughaltegriff Solido T

Bestellnummer	kurz	mittel	lang
weiß	660 100 400	660 100 500	660 100 600
Solido Gelenkadapter	660 100 700		

Technische Daten

Saughaltegriff Solido

Produkt	Länge	Grifffläche	Wandabstand	Sauger	Gewicht	Max. Belastung
kurz	32,5 cm	10 cm	3,5 cm	Ø 12 cm	0,6 kg	70 kg
mittel	58 cm	32 cm	3,5 cm	Ø 12 cm	1,0 kg	70 kg
lang	88 cm	62 cm	3,5 cm	Ø 12 cm	1,3 kg	70 kg

Saughaltegriff Solido T

Produkt	Länge	Wandabstand	Sauger	Gewicht	Max. Belastung
kurz	44 - 57 cm	3,5 cm	Ø 12 cm	0,8 kg	70 kg
mittel	56 - 69 cm	3,5 cm	Ø 12 cm	0,9 kg	70 kg
lang	66,5 - 78 cm	3,5 cm	Ø 12 cm	1,1 kg	70 kg