



Höhenverstellbare Beine

Faltbar



Höhenverstellbare Beine

Faltbar



Gehgestell Gecko starr

Unterstützt das Steh- und Gehtraining

- Starres, stabiles Gehgestell aus Aluminium
- Ideal für das sichere Gehen
- Mit nur einem Knopfdruck platzsparend faltbar
- Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an den Benutzer
- Kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen
- Geringes Eigengewicht
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich



Gehgestell Gecko reziprok

Bewegliches Gehgestell, unterstützt das Gehtraining

- Reziprokes Gehgestell aus Aluminium
- Durch Gelenke ist das Gehgestell beweglich und bietet dem Nutzer zwei Stützbeine
- Ideal für das sichere Gehtraining
- Mit nur einem Knopfdruck platzsparend faltbar
- Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an den Benutzer
- Kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen
- Geringes Eigengewicht
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich



Produkt	Gecko starr
Artikelnummer	700100100
HMV-Nr.	10.46.01.0026

Technische Daten	
Gesamtbreite	61 cm
Gesamtlänge	47 cm
Gesamthöhe	81 - 98,5 cm
Breite zwischen Handgriffen	43,5 cm
Faltmaß	84 x 52 x 12 cm
Gesamtgewicht	2,5 kg
Max. Belastung	120 kg

Produkt	Gecko reziprok
Artikelnummer	700100200
HMV-Nr.	10.46.01.1014

Technische Daten	
Gesamtbreite	61 cm
Gesamtlänge	51 cm
Gesamthöhe	80 - 97,5 cm
Breite zwischen Handgriffen	49 cm
Faltmaß	83 x 54 x 12 cm
Gesamtgewicht	2,8 kg
Max. Belastung	100 kg