

Qualität, Sicherheit,
Exklusivität ...
Machen Sie **keine
Kompromisse!**

MOBILITÄT



Einhängekorb und
auflegbares Tablett

Doppelfunktions-
bremse

Stockhalter



Rollator Road

Mobilität einfach und schlicht verpackt

- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Einfach faltbar mit einem Zug an der Greifsnur unter der Sitzfläche
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Leicht zu transportieren, also ideal für Reisen
- Raddurchmesser/-breite 200/37 mm
- Einhängkorb und Tablett einfach montierbar
- Stufenlos höhenverstellbare Handgriffe
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Reflektoren hinten und vorne
- Max. Zuladung Korb und Tablett 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter



Rollator Road

Bestellnummer

silber 721 100 100

HMV-Nr. 10.50.04.1160

Technische Daten

Produkt	Breite	Länge	Handgriffe	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Faltmaß (L/B/H)	Gewicht	Max. Belastung
Rollator Road	59 cm	61 cm	81,5 - 91,5 cm	39 cm	23 cm	60 cm	80 / 60 / 25 cm	8,8 / 9,6 kg	120 kg