


Der Klassiker jetzt noch flexibler!



NEU

Sitzfläche mit
integriertem Griff

Breite Räder mit
geschlossener Felge



Standard-Rollator Migo 2G

Der Klassiker jetzt noch flexibler

- Kleineres Faltmaß
- Leichter zu Verstauen
- Verlängerte Schiebegriffe, jetzt bis zu 100 cm Höhe
- Werkzeuglose Montage des Stockhalters
- Rund 25 % leichter als vergleichbare Standard-Rollatoren
- 50 mm breite Räder mit geschlossener Felge für leichte Reinigung
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

- Mehrfach angebrachte Reflektoren sorgen für Sicherheit
- Fallsicherung erfolgt über eingerasteten Sitz
- Ergonomische Bremse leicht einstell- und nachjustierbar
- Handgriffe in Höhe stufenlos verstellbar
- Pannensichere Bereifung
- Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter

Technische Daten

Gesamtbreite	58 cm
Gesamtlänge	61 cm
Gesamthöhe	80 - 100 cm
Sitzbreite	36 cm
Sitzhöhe	60 cm
Sitztiefe	23,5 cm
Faltmaß	23 x 58 x 74 cm
Gewicht	8,3 kg

Produkt

Artikelnummer	Migo 2G
HMV-Nr.	723600000
	10.50.04.1200

