


DIE NITRO-FAMILIE INNOVATION TRIFFT AUF ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Modelle die NITRO FAMILIE vereinen Eleganz und Funktionalität. Unsere Carbon-Reihe gehört zu den leichtesten und innovativsten Gehhilfen am Markt. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie Ihren NITRO noch heute!

Jetzt informieren!
Besuchen Sie
unsere Website



Ihr Fachhändler:

Art.-Nr. WBRONITRO
Stand: 08/2019 • Irrtum und Änderungen vorbehalten

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu
T +49 7562 9724 0 • F +49 7562 9724 25 • info@drivedevilbiss.de

www.drivedevilbiss.de



CARBON TECHNOLOGIE

Kohlenstoff und dessen Verbindungen sind die Grundlage allen Lebens auf der Erde.

Carbon, eine der schönsten Erscheinungsformen dieses Lebenselixiers, besticht nicht nur durch seine edle Optik.

Maximale Stabilität bei geringstmöglichem Gewicht macht Carbon zu einem der gefragtesten Materialien unserer Zeit.

So wird Carbon als leichter und stabiler Werkstoff unter anderem in Luxusjachten und Rennwagen verbaut.

Erleben Sie mit jeder Faser die Vorteile dieses exklusiven Werkstoffs und lassen Sie die Zuverlässigkeit in Ihren Alltag.



INNOVATIVE TWIST BREMSE

Unsere neuartige Twist-Bremse erleichtert das Bremsen bei minimalem Kraftaufwand!

Weder zur Betätigung der Bremse, noch zur Arretierung der Feststellbremse muss man die Hände vom Nitro Twist / Nitro Carbon Twist nehmen.

Die intelligente Twist-Bremse passt sich den Bedürfnissen des Nutzers an: dieser kann entscheiden, ob der Griff zum Bremsen lieber nach links oder nach rechts gedreht werden soll.

Innenliegende Bremszüge verhindern ein Hängenbleiben und runden das gelungene Gesamtkonzept der Nitro-Serie intelligent ab.



LEICHT, WENDIG, CHIC DIE NITRO FAMILIE



Rollator Nitro Carbon

- Extragroße 25-cm-Lenkräder für optimalen Lenk- und Fahrkomfort
- Serienmäßig passive Beleuchtung
- Gepolsterter Rückengurt mit praktischer Längenverstellung serienmäßig
- Hochwertiger Sitz in Lederoptik
- Tasche in Lederoptik, gesteppt
- Stockhalter serienmäßig im Lieferumfang



Produkt	Größe M	Größe L
Artikelnummer	724500000	724500200

Technische Daten		
Maße (LxB)	70,5 cm x 59 cm	70,5 cm x 59 cm
Griffhöhe	84,5 - 97 cm	93 - 105 cm
Sitz (BxT) / Sitzhöhe	44 cm x 22 cm / 53 cm	44 cm x 22 cm / 61 cm
Gewicht	5,8 kg	6,2 kg
Max. Belastung	150 kg	150 kg

Rollator Nitro Carbon Twist

- Extragroße 25-cm-Lenkräder für optimalen Lenk- und Fahrkomfort
- Gepolsterter Rückengurt mit praktischer Längenverstellung
- Stockhalter serienmäßig im Lieferumfang
- Hochwertiger Sitz in Lederoptik
- Tasche in Lederoptik, gesteppt



Produkt	Größe M	Größe L
Artikelnummer	724500100	724500300

Technische Daten		
Maße (LxB)	70,5 cm x 59 cm	70,5 cm x 59 cm
Griffhöhe	84,5 - 97 cm	93 - 105 cm
Sitz (BxT) / Sitzhöhe	44 cm x 22 cm / 53 cm	44 cm x 22 cm / 61 cm
Gewicht	5,8 kg	6,2 kg
Max. Belastung	150 kg	150 kg

Rollator Nitro Twist

- Minimale Kraftaufwendung dank Twist-Bremse
- Einstellmöglichkeit des Bremshebels (zur Auflage des Daumens oder Handballens)
- Einfache Griffhöhenverstellung
- Stockhalter serienmäßig im Lieferumfang



Produkt	Nitro Twist
Artikelnummer	724200300

Technische Daten	
Maße (LxB)	70,5 cm x 61 cm
Griffhöhe	84 cm - 96,5 cm
Sitz (BxT) / Sitzhöhe	44,5 cm x 22 cm / 57 cm
Gewicht	7,2 kg
Max. Belastung	130 kg

Rollator Nitro

- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Mehr Stabilität und Sicherheit durch doppelte Querverstrebungen
- Extragroße 25-cm-Lenkräder für optimalen Lenk- und Fahrkomfort
- Serienmäßig passive Beleuchtung hinten, vorne und seitlich
- Gepolsterte Sitzfläche und Stockhalter serienmäßig
- Einfach Griffhöhenverstellung



Produkt	Größe XS	Größe S	Größe M	Größe L
champagner	724100300	724100000	724200000	724300000
weiß	-	-	724200100	724300100
schwarz	-	-	724200200	-

Technische Daten				
Gesamtbreite	52 cm	61 cm	61 cm	61 cm
Griffhöhe	71,8 - 77 cm	79 - 91 cm	84 - 96,5 cm	89 - 101 cm
Sitzhöhe	45 cm	52 cm	57 cm	62 cm
Gewicht	6,7 kg	7,1 kg	7,2 kg	7,3 kg
Max. Belastung	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg