

MOBILITÄT IMMER UND ÜBERALL



Großes
Tablett



Vielseitiges
Gepäcknetz



Sicherheits-
verriegelung



Indoor-Rollator **Roomba**

Der sportliche Begleiter für zu Hause

- Besonders wendiger und formschöner Rollator
- Speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
- Durch seine schmale Bauweise überall einsetzbar, auch bei geringem Platzangebot
- Erstklassige Verarbeitung und Materialien
- Weiche Handgriffe mit durchgehendem Bremsbügel
- Bremse kann mit einer Hand bedient und festgestellt werden
- Raddurchmesser/-breite 153/25 mm
- Lieferung serienmäßig mit Tasche und großem Tablett mit runder Vertiefung



Produkt	Roomba
Artikelnummer	730200100
Technische Daten	
Gesamtbreite	57 cm
Gesamtlänge	51,5 cm
Gesamthöhe	94,1 cm
Griffhöhe	81,4 - 94,1 cm
Breite zwischen Hinterrädern	40 cm
Tablett Breite x Tablett Tiefe	46 x 30 cm
Faltmaß	29 x 55 x 83 cm
Gewicht	5,6 kg
Max. Belastung	100 kg