





Rad einfach aufstecken


Bleibt zusammengeklappt stehen



Große Sitzfläche

Doppelfunktionsbremse

In zwei Farben erhältlich



## Rollator **Diamond Deluxe**

Rollator und Transportstuhl in einem

- Besonders individueller und formschöner Rollator aus Aluminium
- Mit wenigen Handgriffen wird der Rollator zum Transportstuhl
- Lieferung mit schwenkbaren und abnehmbaren Fußstützen
- Werkzeugfreies Montieren der Räder und der Fußstützen
- Mit faltbarem Stoffsitz und weicher, gepolsterter Rückenlehne
- Die abnehmbare Stofftasche bietet zusätzlich Platz für persönliche Dinge
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Einfaches Zusammenklappen durch Schlaufe an der Sitzfläche
- Platzsparende Lagerung und einfacher Transport
- Raddurchmesser/-breite 200/30 mm
- Lieferung serienmäßig mit Stockhalter und Stofftasche



## Rollator **Diamond**

Überzeugt nicht nur durch seine Optik

- Mehr Stabilität und Sicherheit durch Querverstrebrungen
- Formschöner und wendiger Rollator aus Aluminium
- Werkzeugfreies Montieren der Räder
- Mit faltbarem Stoffsitz und weicher, gepolsterter Rückenlehne
- Die abnehmbare Stofftasche bietet zusätzlich Platz für persönliche Dinge
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Einfaches Zusammenklappen durch Schlaufe an der Sitzfläche
- Platzsparende Lagerung und einfacher Transport
- Raddurchmesser/-breite 200/30 mm
- Lieferung serienmäßig mit Stockhalter und Stofftasche



### Rollator **Diamond Deluxe**

Bestellnummer	
rot metallic	745R

### Rollator **Diamond**

Bestellnummer	blau metallic	rot metallic
	740B	740R

### Technische Daten

Produkt	Breite	Länge	Handgriffe	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Faltmaß (L/B/H)	Gewicht	Max. Belastung
<b>Rollator Diamond Deluxe</b>	64 cm	104,2 cm	77 - 94,5 cm	40 cm	19 cm	54 cm	100 / 63 / 28 cm	8,8 / 10,3 kg	136 kg
<b>Rollator Diamond</b>	61 cm	67 cm	77 - 94,5 cm	45 cm	19 cm	54 cm	100 / 63 / 28 cm	8 kg	136 kg