




Montage: rechts
oder links



Schwenkstützgriff mit Fallsicherung

Sicherheitsstützgriff für die Toilette

- Aus hochglanzpoliertem Edelstahl
- Beidseitige Befestigung neben dem WC
- Nach oben schwenkbar, in beiden Positionen selbstständig arretierend
- Eingelassene Griffmulden sorgen für sicheren Halt
- Inklusive Fallsicherung und Fliesenschutzanschlag
- Oberfläche garantiert größtmögliche Keim- und Bakterienfreiheit



Schwenkstützgriff mit Fallsicherung


Bestellnummer	Ausladung 60 cm	Ausladung 85 cm
	10495-30	10495-20
HMV-Nr.	04.40.05.1150	04.40.05.1149

Technische Daten

Produkt	Griff	Gewicht	Max. Belastung
10495-30 / 10495-20	Ø 3,2 cm	3,2 kg	120 kg



Montage: rechts
oder links



Schwenkstützgriff

Mehr Sicherheit

- Aus hochglanzpoliertem Edelstahl
- Für beidseitige Befestigung neben dem WC
- Nach oben schwenkbar, in beiden Positionen selbstständig arretierend
- Eingelassene Griffmulden sorgen für sicheren Halt
- Oberfläche garantiert größtmögliche Keim- und Bakterienfreiheit



Schwenkstützgriff

Bestellnummer	Ausladung 85 cm
	10495-10
HMV-Nr.	04.40.05.1061

Technische Daten

Produkt	Griff	Gewicht	Max. Belastung
10495-10	Ø 3,2 cm	2,3 kg	80 kg