

**MOBILITÄT  
IMMER  
UND ÜBERALL**



Große Sitzfläche

Mit Rückenlehne

Einhängbarer Korb



## Rollator GoLite 200 XXL

Sicherheit und Mobilität auch bei höherer Belastung

- Breiter und stabiler Rollator für maximale Ansprüche
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Extragroße und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Gepolsterte Rückenstützbügel abnehmbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Pannensichere Bereifung
- Raddurchmesser/-breite 195/50 mm
- Max. Zuladung Korb und Tablett 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Rückenstütze und Stockhalter

Produkt	GoLite 200 XXL
Artikelnummer	770100100
Technische Daten	
Gesamtbreite	78 cm
Gesamtlänge	71 cm
Griffhöhe	88 - 99,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 35 cm
Sitzhöhe	57 cm
Faltmaß	22 x 78 x 90 cm
Gewicht	11,1 kg
Max. Belastung	200 kg