

Leicht, sicher  
und bequem...  
**für jede Dusche**  
die passende  
Sitzmöglichkeit



Zweite Ausführung  
ohne Rückenlehne

Höhenverstellbare  
Beine



## Duschstuhl DS 250

Mit und ohne Rückenlehne erhältlich

- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr
- Einfach zu reinigen



Produkt	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne
Artikelnummer	771100200	771100100
<b>Technische Daten</b>		
Gesamtbreite Max.	57 cm	57 cm
Gesamtbreite Min.	53,5 cm	53,5 cm
Sitzbreite	43 cm	43 cm
Sitztiefe	41 cm	41 cm
Sitzhöhe	41 - 51 cm	41 - 51 cm
Gesamtgewicht	4,5 kg	3,6 kg
Max. Belastung	250 kg	250 kg