

# Multitalent mit Vollausstattung rundum

## Crashtest nach ISO 7176-19

Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen



Verstellung der Armauflagen

Höhenverstellbare Handgriffe

Dreifache Sitz-höheneinstellung



## Standard-Rollstuhl Rotec

Bleiben Sie anspruchsvoll, aktiv und flexibel

- Einfache Verstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Radstandverlängerung möglich
- Rückenbezug höheninstellbar für optimale Sitzposition
- Schiebegriffhöhe vierfach einstellbar von 96 auf 103,5 cm
- SitzhöhenEinstellung von 51 bis 56 cm am Standardrahmen möglich
- Oberflächen pulverbeschichtet
- Greifreifen verchromt
- Ankipphilfe
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- Hochschwenkbare winkeleinstellbare Fußplatten mit Fersenbändern
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 1 3/8" Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Verstärkte 24"-Antriebsräder
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich

Produkt	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
ohne Trommelbremse	900100100	900100200	900100300	900100400	900100500	900100600	900100700	900100800
mit Trommelbremse	900150100	900150200	900150300	900150400	900150500	900150600	900150700	900150800
HMV-Nr.	18.50.02.0118							

Technische Daten	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
Gesamtbreite	57 cm	60 cm	62 cm	65 cm	68 cm	70 cm	72 cm	75 cm
Gesamtlänge	106 cm							
Gesamtlänge ohne Fußstützen	81 cm							
Gesamthöhe	96 - 103 cm							
Sitzhöhe	51 - 56 cm							
Sitztiefe	43 cm							
Rückenlehne Höhe	42,5 - 50 cm							
Fußstützen Länge	39 - 48 cm							
Fußplatte	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°
Faltmaß	81 x 28 x 96 cm							
Gesamtgewicht	20,2 kg	20,4 kg	20,5 kg	20,6 kg	20,7 kg	20,8 kg	20,9 kg	21 kg
Max. Belastung	125 kg							