

MOBILITÄT IMMER UND ÜBERALL



Werkzeugfreie
Verstellung



Höhenverstellbare
Handgriffe



Dreifache Sitzhö-
heneinstellung



Standard-Rollstuhl Rotec XL

Bleiben Sie anspruchsvoll, aktiv und flexibel

- Stufenlose Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Dreifache SitzhöhenEinstellung in Standardausführung
- Fußplatten sind von 0 bis 32 Grad in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung ist möglich
- Handgriffe für den Begleiter sind höhenEinstellbar
- Mit Doppelkreuzstrebe für mehr Sicherheit und Stabilität
- Serienmäßige Steckachse
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich



Produkt	51 cm	56 cm	61 cm
Sitzbreite	51 cm	56 cm	61 cm
ohne Trommelbremse	900100850	900100900	900100950
mit Trommelbremse	900150850	900150900	900150950
HMV-Nr.	18.50.02.3037		

Technische Daten	51 cm	56 cm	61 cm
Sitzbreite	51 cm	56 cm	61 cm
Gesamtbreite	71 cm	76 cm	81 cm
Gesamtlänge	102 cm	102 cm	102 cm
Gesamthöhe	96 cm	96 cm	96 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm	51 - 56 cm	51 - 56 cm
Sitztiefe	43 cm	43 cm	43 cm
Rückenlehne Höhe	42,5 - 50 cm	42,5 - 50 cm	42,5 - 50 cm
Fußstützen Länge	39 - 48 cm	39 - 48 cm	39 - 48 cm
Faltmaß	102 x 30 x 96 cm	102 x 30 x 96 cm	102 x 30 x 96 cm
Gesamtgewicht	22,2 kg	23 kg	23,5 kg
Max. Belastung	190 kg	190 kg	190 kg