



Werkzeugfreie
Verstellung



Höhenverstellbare
Handgriffe



Dreifache Sitzhö-
heneinstellung



Standard-Rollstuhl Rotec XL

Bleiben Sie anspruchsvoll, aktiv und flexibel

- Einfache Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Dreifache SitzhöhenEinstellung in Standardausführung von 51 bis 56 cm für maximalen Komfort
- Beinlänge stufenlos einstellbar (39-48 cm)
- Fußplatten von 0 bis 32 Grad sind in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung ist möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- In drei Sitzbreiten erhältlich: 51 / 56 / 61 cm
- Handgriffe für den Begleiter sind höhenverstellbar
- Mit Doppelkreuzstrebe für mehr Sicherheit
- Serienmäßige Steckachse
- Mit Trommelbremse optional erhältlich



Standard-Rollstuhl Rotec XL

Bestellnummer	51 cm	56 cm	61 cm
Ohne Trommelbremse	900 100 850	900 100 900	900 100 950
Mit Trommelbremse	900 150 850	900 150 900	900 150 950
Gesamtgewicht	22,2 kg	23 kg	23,5 kg
Gesamtbreite	71 cm	76 cm	81 cm
HMV-Nr.	18.50.02.3037		

Qualität, Sicherheit,
Exklusivität -
machen Sie **keine
Kompromisse!**



Technische Daten

Produkt	Faltmaß (B)	Länge	Höhe	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehne	Fußstützen	Fußplatte	Max. Belastung
Standard-Rollstuhl Rotec XL	30 cm	102 cm	96 cm	43 cm	51 - 56 cm	42,5 - 50 cm	39 - 48 cm	0 - 32°	190 kg