

Flexibilität für individuelle Ansprüche

Crashtest nach ISO 7176-19

Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen



Verstellung der Armauflagen

Einstellmöglichkeit Sitzhöhe und Tiefe

Anpassbare Rückenlehne



Leichtgewichtrollstuhl Freetec

Mit Leichtigkeit aktiv und flexibel bleiben

- Einfache und stufenlose Verstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Sturzeinstellung der Vordergabel
- Radstandverlängerung möglich
- Schiebegriffhöhe stufenlos verstellbar
- Rückenlehne vierfach höhenverstellbar
- Rückenbezug in der Tiefe und Höhe anpassbar
- Armauflage im Innenteil durch Stahleinlage verstärkt für noch höhere Stabilität

- Fersenbänder geben zusätzlichen Halt
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 1 3/8" Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Verstärkte 24"-Antriebsräder
- Dreifache SitzhöhenEinstellung in Standardausführung von 45 cm bis 50 cm für maximalen Komfort
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich

Produkt								
Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
ohne Trommelbremse	900500100	900500200	900500300	900500400	900500500	900500600	900500700	900500800
mit Trommelbremse	900550100	900550200	900550300	900550400	900550500	900550600	900550700	900550800
HMV-Nr.	18.50.02.2112							

Technische Daten								
Sitzbreite	38 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
Gesamtbreite	56 cm	59 cm	61 cm	63 cm	66 cm	68 cm	70 cm	73 cm
Gesamtlänge	103 cm							
Gesamtlänge ohne Fußstützen	80 cm							
Gesamthöhe	93 - 112 cm							
Sitzhöhe	45 - 50 cm							
Sitztiefe	43 - 50 cm							
Rückenlehne Höhe	38,5 - 46 cm							
Fußstützen Länge	34,5 - 48,5 cm							
Fußplatte	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°	0 - 32°
Faltmaß	80 x 28 x 90 cm							
Gesamtgewicht	16 kg	16,4 kg	16,4 kg	16,5 kg	16,6 kg	16,8 kg	16,9 kg	16,9 kg
Max. Belastung	125 kg							

WWW.DRIVEMEDICAL.DE