



Abklappbare Rückenlehne

Schwenkbare Beinstützen

Schiebegriff-höhenverstellbar



Abklappbare Rückenlehne

Schwenkbare Beinstützen

Schiebegriff-höhenverstellbar



## Transport-Rollstuhl D-Lite 12,5"

Bleiben Sie anspruchsvoll, aktiv und flexibel

- Leichtgewichts aluminium Rahmen
- abklappbare Rückenlehne
- Radgrößen 12,5"
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- In zwei Sitzbreiten erhältlich
- Inklusive mit Bremse für Begleitperson



Produkt	Sitzbreite 45 cm	Sitzbreite 50 cm
Artikelnummer	900800100	900800200

Technische Daten		
Gesamtbreite	61 cm	66 cm
Gesamtlänge	89 cm	89 cm
Gesamthöhe	92,5 - 98 cm	92,5 - 98 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	45 cm x 39,5 cm	50 cm x 39,5 cm
Sitzhöhe	49 cm	49 cm
Breite gefaltet	28 cm	28 cm
Gesamtgewicht	13,2 kg	13,3 kg
Max. Belastung	125 kg	125 kg

## Transport-Rollstuhl D-Lite 24"

Bleiben Sie anspruchsvoll, aktiv und flexibel

- Leichtgewichts aluminium Rahmen
- abklappbare Rückenlehne
- Radgrößen 24"
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- In zwei Sitzbreiten erhältlich



Produkt	Sitzbreite 45 cm	Sitzbreite 50 cm
Artikelnummer	900800300	900800400

Technische Daten		
Gesamtbreite	67 cm	72 cm
Gesamtlänge	101 cm	101 cm
Gesamthöhe	93 - 98,5 cm	93 - 98,5 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	45 cm x 39,5 cm	50 cm x 39,5 cm
Sitzhöhe	49 cm	49 cm
Breite gefaltet	32 cm	32 cm
Gesamtgewicht	14,4 kg	14,7 kg
Max. Belastung	125 kg	125 kg