

NEUHEIT 2017

drive

DeVilbiss[®]
HEALTHCARE

Multifunktions-Rollstuhl MULTITEC

Der vielseitige einsetzbare Pflegerollstuhl

NEU

SERIENMÄßIG MIT
KOPFSTÜTZE

OPTIMALE
DRUCKVERTEILUNG

BEINSTÜTZEN
HOCHSCHWENKBAR

SCHIEBEGRIFFE
HÖHENVERSTELLBAR

ARMLEHNEN
HÖHENVERSTELLBAR

ALUMINIUM RAHMEN

FUßPLATTEN WINKLEINSTELLBAR
MIT FERNSENDBAND

Highlights

- Winkelverstellbare stufenlos Sitz und Rückenlehne durch Gasdruckdämpfer
- Beinstützen hochschwenkbar mit Knie- und Wadenpolstern (in Höhe und Tiefe verstellbar)
- Serienmäßig mit Antikipp-Stützen
- Antriebsräder 24" mit Steckachse
- Stufenlos Sitztiefeinstellung
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson

Technische Daten

- **Sitzbreite** 39 / 44 / 49 cm
- **Gesamtbreite** 60 / 65 / 70 cm*
- **Gesamtlänge** 112 - 152 cm
- **Gesamthöhe** 97 - 114 cm
- **Sitz (HxT)** 45 x 42 - 48 cm
- **Sitzwinkel** -1° bis 19°
- **Max. Belastung** 135 kg
- **HMV-Nr.** 18.50.02.7058
- **Pflegehimi-Nr.** 50.45.07.2033

* (Gesamtbreite mit Trommelbremse + 5 cm)

JETZT TESTEN!

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44, D-88316 Isny/Allgäu, Germany
info@drivemedical.de | www.drivemedical.de

Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 | Fax: +49 (0) 7562 9724-25

Stand: 17.01.2017 | Irrtum und Änderungen vorbehalten