

MOBILITÄT IMMER UND ÜBERALL



*Ersetzt Traveltec

Abklappbare
Rückenlehne



Schwenkbare
Beinstützen



Faltbar



130 kg

Transportstuhl **Expedition Plus**

Der ideale Reisebegleiter, im Freien oder zu Hause

- Leicht, wendig und faltbar
- Geringes Eigengewicht erleichtert den Transport
- Inklusive Ankipphilfe
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Rückenlehne abklappbar zum platzsparenden Verstauen
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzfläche aus abwaschbarem Nylon
- Wegschwenkbare- und abnehmbare Beinstütze
- Fußplatten hochschwenkbar
- Große 8"- Lenkräder und extragroße 12" Hinterräder
- Inklusive Beckengurt



Produkt	Expedition Plus
Artikelnummer	EXP002BL
Technische Daten	
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	93 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	62 cm
Gesamthöhe	96 cm
Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe	42 cm x 42 cm x 49 cm
Breite gefaltet	25 cm
Gesamtgewicht	12 kg
Max. Belastung	130 kg