


Auch für die Kleinsten
größte Qualität.



Wegschwenkbare
Armlehnen

Höhenverstellbare
Fußstützen

Feststellbremse



Kinderrollstuhl **Viper**

Der Kinderrollstuhl ist ideal für die kurzzeitige Nutzung

- Aktivität und Mobilität werden verbessert – ideal für die kurzzeitige Nutzung
- Leicht, schmal und wendig
- In zwei Sitzbreiten erhältlich: 30,6 cm und 35,6 cm
- Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten
- Beide Fußrasten lassen sich mit einem Handgriff weg-schwenken oder abnehmen
- Die Armlehnen sind weich gepolstert und lassen sich nach hinten abschwenken
- Der Viper ist mit wenigen Handgriffen faltbar und kann bequem im Auto verstaut werden
- Lieferung serienmäßig mit hochschwenkbaren Fußstützen



Kinderrollstuhl Viper

Bestellnummer	Größe S	Größe M
schwarz	L412DDA-ELR	L414DDA-ELR

Technische Daten

Produkt	Breite	Länge	Höhe	Sitzbreite	Sitzhöhe	Sitztiefe	Faltmaß	Gewicht	Max. Belastung
Kinderrollstuhl Viper S	48,5 cm	67 cm	80,5 cm	30,6 cm	39,5 cm	30,5 cm	27 cm	13 kg	90 kg
Kinderrollstuhl Viper M	53,6 cm	67 cm	80,5 cm	35,6 cm	39,5 cm	30,5 cm	27 cm	15 kg	90 kg