



Zweite Ausführung
ohne Rückenlehne

Rutschfeste
Gummikappen

Breite
einstellbar



Rutschfeste
Gummikappen

Breite
einstellbar



Badewannensitz Bob

Badewanneneinhängesitz mit und ohne Rückenlehne

- Zum Auflegen auf den Badewannenrand
- Macht das Baden bequemer und sicherer
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Passt in alle Standardbadewannen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Einfach zu reinigen

Badewannensitz Boby

Badewanneneinhängesitz in schmaler Ausführung

- Der ideale Badebegleiter für schmale Badewannen
- Zum Auflegen auf den Badewannenrand
- Macht das Baden bequemer und sicherer
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Passt in alle Standardbadewannen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Ausführung nur mit Rückenlehne erhältlich
- Einfach zu reinigen



Badewannensitz Bob

Bestellnummer	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne
weiß	550 400 200	550 400 100
HMV-Nr.	04.40.02.2011	04.40.02.1010

Badewannensitz Boby

Bestellnummer	mit Rückenlehne
weiß	12488KD

Technische Daten

Produkt	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzbreite innen	Auflieger außen	Rückenlehne	Gewicht	Max. Belastung
Badewannensitz Bob	41 cm	41 cm	45,5 - 57,5 cm	74 - 85 cm	38 cm	3,1 kg / 2,4 kg*	120 kg
Badewannensitz Boby	41 cm	41 cm	45,5 - 57,5 cm	67 - 78 cm	38 cm	3 kg	120 kg

*mit / ohne Rückenlehne

WWW.DRIVEMEDICAL.DE